

Dépollution

NOMAD® LAB



FTE 408 019 B
Mars 2025



AVANTAGES

- Construction robuste.
- Adapté au bras Carapace Lab.
- Utilisation pour 1 à 12 bras.

DÉSIGNATION

Nomad Lab	800 Débit (m³/h)	S Version Rien : EU3 + EU13 C : Cartouche USG-C + CA S : Pré-filtre métal + F7 + EU13 + CA
------------------	----------------------------	---

GAMME

- Débit de 140 à 1 200 m³/h.
- 2 versions : standard / cartouche.
- 1 modèle sans roulette : EP 100.

APPLICATION / UTILISATION

- Aspiration de fumées de soudures, gaz et vapeur non explosifs, etc.
- Utilisation : laboratoires de recherche, laboratoires d'analyse, électronique (fumées de soudure), orfèvrerie, etc.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Caisson en aluminium.
- Ventilateur.
 - Monophasé 230 V - 50 Hz pour les tailles EP 100, EP 200 et EP 400.
 - Triphasé 230 / 400 V - 50 Hz pour les tailles EP 800 et EP 1 200.

NOMAD® LAB

Épurateur pour mini bras

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques techniques

Modèle	Débit (m³/h)	Nombre maxi bras Lab	Puissance (kW)	Diamètre raccordement (mm)
EP 100	140	1	0,075	80
EP 200 C	250	2	0,55	2 x 59
EP 200	250	2	0,55	2 x 59
EP 400 C	500	4	0,55	4 x 59
EP 400	500	4	0,55	4 x 59
EP 800	800	8	1,5	150
EP 800 S	800	8	1,5	150
EP 1 200	1 200	12	2,2	180
EP 1 200 S	1 200	12	2,2	180

• Types de filtres

- EP 100 C
 - Cartouche USG-C.
 - Cartouche charbon actif.
- EP 200 / 400
 - Pré-filtre polyester, G3*.
 - Filtre absolu, H13.
 - Filtre charbon actif.
- EP 200 C / 400 C
 - Cartouche USG-C + Charbon actif.
- EP 800 / 1 200
 - Pré-filtre polyester, G3*.
 - Filtre absolu, H13.
 - Filtre charbon actif.
- EP 800 S / 1 200 S
 - Pré-filtre métallique.
 - Filtre F7*.
 - Filtre absolu, H13.
 - Filtre charbon actif.

* Pour les correspondances des filtres entre Norme EN 779 et Norme ISO 16 890, se reporter à la page réglementation. Voir p. 1 772.

ACCESSOIRES

- Accessoires de montage pour bras Nomad Lab